

# Instructie gebruik langere naald met spaardoorn

Voor cliënten met een dikkere subcutane vetlaag kan de langere naald met spaardoorn van Frontier gebruikt worden. Deze lange naald kan voor alle COVID-19-vaccins gebruikt worden met spuiten van Frontier.

**Comirnaty:** volg eerst de specifieke instructie vaccinvoorbereiding t/m stap 9 en volg dan onderstaande instructie voor gebruik langere naald met spaardoorn.

**Moderna, Vaxzevria en Janssen:** volg eerst de specifieke vaccinvoorbereiding instructie t/m stap 5 en volg dan onderstaande instructie voor gebruik langere naald met spaardoorn.

1		<p>Optrekspuit verwisselen voor toedieningsspuit</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Optrekspuit loskoppelen en weggoaien.</li><li>• De optreknaald blijft in de vaccinflacon.</li></ul> <p>NB. Raak hierbij rubberen dop, tip van de spuit (conus) en naald niet aan. De naaldconus, in dit geval rood, aan de zijkant vasthouden als de optrekspuit eraf wordt gehaald en de toedieningsspuit erop wordt gezet. Let op dat de bovenkant van de naaldconus met het lumen niet aangeraakt wordt.</p>
2	 <p>1. 2. 3.</p>	<p>Vaccin optrekken</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Draai de vaccinflacon voorzichtig omhoog (1). Dit zorgt ervoor dat de aanwezige lucht in de vaccinflacon zich naar boven kan verplaatsen.</li><li>• Trek via de optreknaald een kleine hoeveelheid vaccin op in de toedieningsspuit (2). Er zal een luchtbel zichtbaar zijn.</li><li>• Druk de zuiger vervolgens voorzichtig terug naar de beginpositie van de toedieningsspuit (3).</li><li>• Herhaal de bewegingen (2) en (3) totdat er geen lucht meer zichtbaar is en trek vervolgens vaccin op in de toedieningsspuit.</li></ul> <p><b>Comirnaty</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Trek voor Comirnaty vervolgens vaccin op tot het streepje bij 0,3 ml in de toedieningsspuit.</li></ul> <p><b>Moderna, Vaxzevria en Janssen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Trek voor Moderna, Vaxzevria en Janssen vervolgens vaccin op tot het streepje bij 0,5 ml in de toedieningsspuit.</li></ul>

3		<p>Conus leegtrekken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frontier toedieningsspuit loskoppelen van de optreknaald.</li> <li>• Trek de stamper van de toedieningsspuit in geringe mate naar beneden om de vloeistof die nog in de spuitconus zit op te zuigen in de spuit. Trek uitsluitend de conus leeg.</li> </ul>
4		<p>Lange toedieningsnaald op toedieningsspuit zetten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaats de Frontier Medical LDS toedieningsnaald (21G) op de Frontier toedieningsspuit.</li> <li>• De toedieningsspuit is nu klaar voor gebruik.</li> <li>• Het vaccin moet zo snel mogelijk worden toegediend.</li> </ul>