



Coronavaccinatie spuit-naaldcombinaties

Hoeveel vaccin haal je op per spuit?



Versie 13, 17-09-2025: controleer regelmatig of er nieuwe versies van deze instructie staan op <https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie/werkinstructies-klaarmaken-vaccin>

Comirnaty LP.8.1 (BioNTech/Pfizer) (12+ jaar) “kant-en-klaar”, grijze dop

Spuit	Naald	Optrekken tot	Doses per flacon
SOL-M ULDS	Veiligenaaldsysteem BD Eclipse 23G	0,3 ml	6

Comirnaty LP.8.1 (BioNTech/Pfizer) kinddosering (5 t/m 11 jaar) “kant-en-klaar”, blauwe dop

Spuit	Naald	Optrekken tot	Doses per flacon
SOL-M ULDS	Veiligenaaldsysteem BD Eclipse 23G	0,3 ml	6

Comirnaty LP.8.1 (BioNTech/Pfizer) kinddosering (0,5 t/m 4 jaar) 1,1 ml NaCl aan flacon toevoegen, gele dop

Spuit	Naald	Optrekken tot	Doses per flacon
SOL-M ULDS	Veiligenaaldsysteem BD Eclipse 23G	0,3 ml	3

Bij gebruik van een ultra low dead space (ULDS) toedieningsspuit en/of naald is het mogelijk dat er meer doses uit een flacon kunnen worden gehaald dan is opgegeven, mits de instructie, te vinden via de QR-code, nauwkeurig wordt gevolgd.