





Coronavaccinatie spuit- en naaldcombinaties

Hoeveel vaccin haal je op per spuit en hoeveel doses vaccin haal je uit 1 flacon?



Versie 3.0, 22-07-2021: controleer regelmatig of er nieuwe versies van deze instructie staan op <https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie>

Pfizer

Spuit	Naald	Optrekken tot	Doses per flacon	Instructie
SOL-M/BD	Vernacare	0,27 ml*	7**	
SJJ	SJJ	0,3 ml	7**	

Moderna

Spuit	Naald	Optrekken tot	Doses per flacon	Instructie
Momina/Prenger/ SOL-M LDS	Veiligenaaldsystemen BD of SOL CARE	0,5 ml	10	

AstraZeneca

Spuit	Naald	Optrekken tot	Doses per flacon	Instructie
Momina/Prenger/ SOL-M LDS	Veiligenaaldsystemen BD of SOL CARE	0,5 ml	11	

Janssen

Spuit	Naald	Optrekken tot	Doses per flacon	Instructie
Momina/Prenger/ SOL-M LDS	Veiligenaaldsystemen BD of SOL CARE	0,5 ml	5	

Gebruik lange naald met spaardoorn***

Spuit	Naald	Optrekken tot****	Doses per flacon	Instructie
Frontier	Frontier	Pfizer: 0,3 ml Moderna: 0,5 ml AstraZeneca: 0,5 ml Janssen: 0,5 ml	Pfizer: 6 Moderna: 10 AstraZeneca: 11 Janssen: 5	

* Hiermee wordt wel 0,3 ml vaccin toegediend. Normaal blijft er 0,03-0,05 ml vloeistof achter in de conus van de spuit, die je vervolgens weggooit.

** Bij gebruik van deze naalden wordt de conus leeggedrukt en is het voldoende om vaccin op te trekken in de spuit tot het streepje bij 0,27 ml.

*** Voor cliënten met een dikkere subcutane vetlaag kan de langere naald met spaardoorn van Frontier gebruikt worden. Deze lange naald kan voor alle covid-vaccins gebruikt worden met spuiten van Frontier.

**** Bij het gebruik van een langere naald moet een normale hoeveelheid vaccin (0,3 ml of 0,5 ml afhankelijk van het vaccin) in de toedieningsspuit opgetrokken worden.